

# NEW 2021

## ALIGNER PLIERS

### ALIGNER ZANGEN



# ALIGNER PLIERS

## ALIGNER ZANGEN



THE HORIZONTAL:  
pliers enables to  
horizontally correct  
with no punching  
erzeugt eine  
horizontale Vertiefung  
ohne Ausstanzung  
[ 120mm  
630/81



THE VERTICAL:  
pliers enables  
to vertically  
correct with  
no punching  
erzeugt eine  
vertikale Vertiefung  
ohne Ausstanzung  
[ 120mm  
630/82



THE HOLE PUNCH:  
pliers produces  
half moon  
shape to allow  
attachments  
to be placed  
zur Ausstanzung  
halbmondförmiger  
Ausparungen  
um Platz  
für Attachments  
zu schaffen  
[ 120mm  
630/83



THE TEAR DROP:  
creates a notch  
in an area where  
hooks are required  
zum Ausstanzen  
einer Einkerbung  
am gingivalen Rand  
des Aligners  
[ 120mm  
630/84



FON: +49 (0) 7463-7232

FAX: +49 (0) 7463-222

info@leibinger-dental.de

www.leibinger-dental.de