

HI TECH ÖL HI TECH OIL HI TECH OIL

HI TECH OIL – sterilizable

Lubricant for dental
and surgical instruments

- Validated for autoclave and heat sterilization
- Heat resistant up to 260°C
- Excellent protection against corrosion and oxidation
- Odorless, transparent and silicone free
- No staining and crusting on instruments
- Application tip 7mm

HI TECH ÖL – sterilisierbar

Zur Pflege von Dental-
und Chirurgie-Instrumenten

- Validiert für Autoklav und Heißluftsterilisation
- Temperaturstabil bis 260°C
- Ausgezeichneter Korrosions- und Oxidationsschutz für Ihre Instrumente
- Geruchlos, transparent und silikonfrei
- Keine Fleckenbildung und kein Verharzen auf den Instrumenten
- Mit praktischer Dosiernadel in 7mm



with 7mm application tip
mit 7mm Applikationsnadel
900/HTO7