


The new LEIBINGER ERGODESIGN

Luxators are used for severing the delicate fibres connecting the tooth root with the jaw bone (ligaments) and extending the tooth socket (alveolus) thus releasing the tooth from the bone and allowing it to be removed easily. This allows the tooth to be extracted gently, which is ideal preparation for implantation.

Mit den neuen LEIBINGER ERGODESIGN Luxatoren können die feinen Fasern, die die Zahnwurzel mit dem Kieferknochen verbinden (Ligamente) durchtrennt und das Zahnfach (Alveole) aufgeweitet werden, so dass der Zahn die Verbindung zum Knochen verliert und leicht entfernt werden kann. Somit erhalten Sie eine schonende Extraktion, ideal für die Vorbereitung einer Implantation.

NEW LUXATORS NEW LUXATOREN



3 mm	190/L1ST-ED	190/L1C-ED	190/3ST-ED	190/3C-ED
4 mm	190/L2ST-ED	190/L2C-ED	190/4ST-ED	190/4C-ED
4,5 mm			190/45ST-ED	190/45C-ED



FON: +49 (0) 7463-7232

FAX: +49 (0) 7463-222

info@leibinger-dental.de

www.leibinger-dental.de