


RUBBER DAM INSTRUMENTS KOFFERDAMINSTRUMENTE



316/SET
RUBBER DAM SET

CONTENT

1 Frame for children
1 Frame for adults
1 Rubber Dam Punch
1 Clamp Holding Forceps
8 Clamps Fig. 00, 2, 2A, 7, 8, 8A, 9, 14A
1 Clamp Board

KOFFERDAM SET

INHALT

1 Rahmen für Kinder
1 Rahmen für Erwachsene
1 Lochzange
1 Klammerzange
8 Klammern Fig. 00, 2, 2A, 7, 8, 8A, 9, 14A
1 Halter für Klammern

RUBBER DAM CLAMPS

KOFFERDAM KLAMMERN



316/RDC0
for longer premolars
für obere und untere Prämolaren



316/RDC13A
for lower molars, left
für untere Molaren, links



316/RDC00
lower canines and premolars
untere Eckzähne und Prämolaren



316/RDC14
for molars
für Molaren



316/RDC1
for upper premolars
für obere Prämolaren



316/RDC14A
for big molars
für große Molaren



316/RDC10
small molars upper left / lower right
kleine Molaren links oben u.rechts unten



316/RDC15
for lower molars, large
für untere Molaren, groß



316/RDC10A
for upper and lower molars
für obere und untere Molaren



316/RDC2
upper and lower premolars
obere und untere Prämolaren



316/RDC11
small molars upper right / lower left
kleine Molaren links unten u.rechts oben



316/RDC200
big clamps for lower molars
große Klammern für untere Molaren



316/RDC12
for upper and lower molars
für obere und untere Molaren



316/RDC201
for upper molars
für obere Molaren



316/RDC12A
lower molars left and right
untere Molaren rechts und links



316/RDC203
small clamps for left molars
kleine Klammern f. linke Molaren



316/RDC204
small clamps for right molars
kleine Klammern f. rechte Molaren



316/RDC205
large clamps for upper molars
grosse Klammern für obere Molaren



316/RDC4
for small upper molars
für kleine obere Molaren



316/RDC206
for lower molars
für untere Molaren



316/RDC5
large clamps for upper molars
grosse Klammern für obere Molaren



316/RDC212
for labial cavities on anterior teeth
für labiale Karies an Frontzähnen



316/RDC56
for big molars
für große Molaren



316/RDC22
for upper and lower premolars
für obere und untere Prämolaren



316/RDC7
for lower molars
für untere Molaren



316/RDC23
for upper and lower molars
für obere und untere Molaren



316/RDC7A
for large lower molars
für große untere Molaren



316/RDC26N
for upper molars
für obere Molaren



316/RDC8
large clamps for upper molars
grosse Klammern für obere Molaren



316/RDC2A
for upper and lower premolars
für obere und untere Prämolaren



316/RDC8A
for roots of lower and upper molars
für Wurzeln v. oberen u. unteren Molaren



316/RDC3
for lower molars
für untere Molaren



316/RDC9
for anterior teeth
für Frontzähne


316/01

Set of 7 Rubber Dam Clamps incl. Board

- Fig.00 lower canines and premolars
- Fig.2 upper and lower premolars
- Fig.7 lower molars
- Fig.8 upper molars
- Fig.8A roots of upper and lower molars
- Fig.9 bicuspidis
- Fig.14A big molars

Set mit 7 Kofferdam Klammern inkl. Halterung

- Fig.00 untere Eckzähne und Prämolaren
- Fig.2 obere und untere Prämolaren
- Fig.7 untere Molaren
- Fig.8 obere Molaren
- Fig.8A Wurzeln von oberen und unteren Molare
- Fig.9 Frontzähne
- Fig.14A große Molaren





AINSWORTH, 17cm
Rubberdam Punch
Kofferdam-Lochzange
315/1



IVORY, 16cm
Rubberdam Punch
Kofferdam-Lochzange
315/2



STOKE, 17cm
Rubberdam Clamp Forceps
Kofferdam-Klammerzange
315/3



IVORY, 17cm
Rubberdam Clamp Forceps
Kofferdam-Klammerzange
315/4



BREWER, 17cm
Rubberdam Clamp Forceps
Kofferdam-Klammerzange
315/5



FRAMES RAHMEN
small - for children
klein - für Kinder
316/05
medium - for children / adults
mittel - für Kinder / Erwachsene
316/06
large - for adults
gross - für Erwachsene
316/07



FON: +49 (0) 7463-7232
FAX: +49 (0) 7463-222
info@leibinger-dental.de
www.leibinger-dental.de